

Nombre del Producto CABESTRILLO

Código BK05

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Inmovilizador de antebrazo, confeccionado en malla poliéster con banda de algodón ajustable con cierre de contacto.

Indicación Inmovilización postoperatoria
Lesiones del brazo antebrazo y muñeca
Luxación del hombro
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Contiene Látex No

Talla 4 a 6 años – 8 a 10 años – 12 a 14 años

Como Elegir

Talla	4 a 6 años	8 a 10 años	12 a 14 años
Largo de Codo a Muñeca	16 - 19 cm.	19 - 23 cm.	23 - 26 cm.

Composición Malla : 100% Polyester
Cinta: 65% Poliéster / 35% Algodón
Sujetador pulgar: 100% Algodón
Cierre de contacto: 100% Nylon

Colores Verde-Calipso-Naranja-Rojo-Gris

Código de barra:

Color	Talla 4-6	Código
Calipso	BK05-1CA	7801001004553
Gris	BK05-1GR	7801001004560
Naranja	BK05-1NA	7801001004577
Rojo	BK05-1RO	7801001004584
Verde	BK05-1VE	7801001004591

Color	Talla 8-10	Código
Calipso	BK05-2CA	7801001004607
Gris	BK05-2GR	7801001004614
Naranja	BK05-2NA	7801001004621
Rojo	BK05-2RO	7801001004638
Verde	BK05-2VE	7801001004645

Color	Talla 12-14	Código
Calipso	BK05-3CA	7801001004652
Gris	BK05-3GR	7801001004669
Naranja	BK05-3NA	7801001004676
Rojo	BK05-3RO	7801001004683
Verde	BK05-3VE	7801001004690

Envasado Caja estuche: 13cm alto x 9cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 25 Unidades

Mantenición de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la teconología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14
