



FICHA TÉCNICA

Rev. Junio 2021

Nombre del Producto COJÍN DE FREJKA

Código BK-24

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Cojín o pañal de frejka es un dispositivo el cual cuenta con dos bandas las cuales van afirmadas en los hombros del bebé, este cojín permite mantener una flexión de 90º de caderas y rodillas más abducción y rotación externa de caderas.

Indicación Displasia de cadera

*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla

S	: 16cm	Para determinar la talla debe medir al ancho del pañal del bebé y llevarlo a las dimensiones de la tabla
M	: 18cm	
L	: 20cm	

Colores Calipso, Gris, naranja, Rojo, Verde

Código de barra

Color	Talla S	Código	Talla M	Código
Calipso	BK24-1CA	7801001010356	BK24-2CA	7801001010363
Gris	BK24-1GR	7801001010387	BK24-2GR	7801001010394
Naranja	BK24-1NA	7801001010417	BK24-2NA	7801001010424
Rojo	BK24-1RO	7801001010448	BK24-2RO	7801001010455
Verde	BK24-1VE	7801001010479	BK24-2VE	7801001010486

Color	Talla L	Código
Calipso	BK24-3CA	7801001010370
Gris	BK24-3GR	7801001010400
Naranja	BK24-3NA	7801001010431
Rojo	BK24-3RO	7801001010462
Verde	BK24-3VE	7801001010493

Envasado Bolsa: 26cm alto x 20cm ancho x 8cm fondo

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30°C de Temperatura

Vigencia

Guardar en un lugar seco

Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación. durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.

Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2015 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668

Registro FDA N° 9104922

Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14

