



Nombre del Producto FAJA ESPALDILLERA DORSO-LUMBAR

Código CC-614

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Faja estructurada en bandas elásticas afelpadas, reforzada en toda la zona dorsolumbar con barras de aluminio semirígido, se ajusta al cuerpo con dos bandas que pasan por la parte anterior de ambos hombros y se fijan en 2 hebillas con cierre de contacto, logrando un adecuado ajuste anatómico necesario para asegurar la estabilidad dorsolumbar. Libre de látex.

Contiene Látex No

Indicación Estabilización de la región dorsolumbar.
 Contracturas de la musculatura dorsal y lumbar.
 Enfermedades degenerativas de la columna dorsolumbar.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla XS-S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Cintura	58 - 74 cm.	71 - 89 cm.	90 - 103 cm.	104 - 111 cm.	112 - 119 cm.
	Altura de Férula Dorsal	37 cm.	43 cm.	47 cm.	49 cm.	50 cm.

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
 Felpa y Cierre de Contacto: 100% nylon
 Barras Laterales: 100% Polipropileno

Color Beige

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Extra Small	7801001003884
	Small	7801001001903
	Medium	7801001001910
	Large	7801001001927
	Extra Large	7801001001934

Envasado Caja estuche: 52.5cm alto x 20cm ancho x 6.5cm fondo

Unidad de Empaque 20 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2015 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro FDA N° 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14