



FICHA TÉCNICA

Rev. Febrero 2023



Nombre del Producto CONTENCIÓN DE MANO ADULTO 100% LANA

Código E-293

Fabricante Chile

Marca Blunding

Descripción La contención de mano adulto 100% lana Blunding, es un producto fabricado en lana, que permite inmovilizar la mano del paciente. El confortable y envolvente acolchado de lana de oveja, protege y elimina las posibles lesiones por presión o abrasión que se dan con los sistemas de contención tradicionales. Su particular diseño, es complementado con un fuerte refuerzo de nailon, lo cual permite una cómoda aplicación, eliminando así las dificultades de fijación de la muñequera al bastidor de la cama.

Indicaciones Pacientes postoperatorios que requieran contención mecánica por razones de seguridad o higiene.

Más información



Contiene Látex No

Componentes	1 Un Contencion Lana 100% 1 Folleto Instrucciones de Uso en Español
Beneficios	Mantiene la piel seca. Si bien la superficie escamosa de las fibras de lana tiende a repeler los líquidos, el núcleo de la fibra absorbe hasta el 34 % de su peso en humedad, sin que se genere sensación de humedad. Su estructura porosa y su malla de las fibras, crea millones de bolsas de aire que ayudan a regular tanto temperatura como humedad. Esto contrasta con, por ejemplo, otros textiles sintéticos, que tan solo retienen un 2% de humedad. Al alejar la humedad de la piel, la mantiene seca y cómoda contribuyendo a la prevención de lesiones de piel en personas susceptibles a las úlceras por presión. Resistente al olor. A diferencia de las telas sintéticas, la superficie de la lana se mantiene relativamente seca, eliminando la humedad. La queratina, proteína de la cual está hecha la fibra de lana, descompone las bacterias que causan los olores. Todo esto contribuye a inhibir el crecimiento bacteriano.

Beneficios	Termorreguladora. El rizado de sus fibras, hace que estas se posicionen en un patrón específico que asegura que se mantienen separadas. De esta forma, el aire queda atrapado entre ellas. Esta capa de aire atrapado es uno de los mejores aislantes, contra la pérdida o ganancia de calor, que se encuentran en la naturaleza. La lana mantiene el calor cuando hace frío y nivela la temperatura corporal, cuando hace calor. Esto significa que el cuerpo se mantiene a una temperatura uniforme y el usuario se siente más cómodo. Respirable. La lana es un material con una marcada capacidad para eliminar rápidamente la humedad y el sudor de la piel. Esto asegura confort tanto en invierno, como en verano; resultando en menos sudoración y por ende menor riesgo de lesiones por presión.
	Ergonomía que evita puntos de presión y apoya tanto el cuidado profiláctico como el terapéutico. El acabado de la lana, en el caso de productos que inmovilizan pacientes, es esencial porque al este no poder moverse, se acumula presión que reduce el suministro de sangre en los capilares de las áreas paralizadas. Las finas fibras de lana de la piel de oveja de alta densidad, 30 mm, además de actuar como mini resortes, aportan suavidad y elasticidad, lo que permite que el producto se adapte fácilmente al cuerpo. Esto no solo ayuda a aliviar la presión, sino que contribuye a un mejor flujo sanguíneo. Ignífuga o resistente a las llamas. Las fibras de lana contienen aproximadamente un 15 % de humedad. Esta alta proporción de nitrógeno a oxígeno les permite resistir las llamas sin necesidad de ningún tratamiento químico adicional. Esta baja inflamabilidad implica que, aunque puede inicialmente encenderse, no soportará la llama por mucho tiempo, autoextinguiéndose. Una vez que se sofoca la llama, la lana no se derrite. Tan solo se chamusca quedando una especie de ceniza fría que se puede cepillar de inmediato. Los textiles de lana no se pegan a la piel por lo que evitan quemaduras graves.
	No es alérgica. Hay muy poca evidencia científica de que exista alergia a la lana. Lo que a menudo se percibe como una alergia, es la picazón causada por la lana gruesa. Cualquier sospecha de reacción alérgica a la lana también puede ser causada por los ácaros del polvo en la lana. Las investigaciones han demostrado que, de hecho, muchas personas son alérgicas a la orina y las heces de los ácaros del polvo, en lugar de a los ácaros en sí. Recurso natural sostenible. Libre de látex.
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	33 X 8,5 X 2,5
Peso del producto (g)	40
Composición	100% lana de oveja
Color	Lana beige / Nailon Blanco

Código de barra

SKU	Talla	Código de Barra
E-293	UNICA	7801001016068

**Mantenimiento de
Producto**

Cuando finalice el tratamiento, y al menos una vez cada semana, si lo usa a diario, o con mayor frecuencia, si el uso es más esporádico revisar la integridad de las partes y piezas de la contención de pacientes (costuras, velcros, integridad de la lana) para detallar si existe algún tipo de desgaste.

Esta prenda se puede lavar a máquina. En estos casos, se recomienda pasar sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de meter el producto en la lavadora, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe otras prendas en la lavadora, a continuación, introduzca la contención en una funda de cojín o en una bolsa de lavado, para evitar que se adhieran pelusas a las fibras de la lana, así como al cierre velcro.

Mantenimiento de Producto	El lavado debe ejecutarse siguiendo las recomendaciones de la Directiva para Dispositivos Médicos para productos sanitarios pertinentes y los requisitos que se apliquen a nivel nacional, tomando en cuenta los siguientes parámetros: Asegúrese de no dejar la lana en contacto con agua por mucho tiempo (no remoje). Pase sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de meter el producto en la lavadora, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe otras prendas en la lavadora. Lavar a máquina con agua a temperatura entre 30-40 °C, con detergente especial para lana y usando un ciclo suave. No retorcer, ya que esto puede dañar la muñequera. No lavar con lejía No utilizar limpieza química/lavado en seco No planchar Secar preferiblemente a la sombra. Para prolongar la vida de la prenda, lávela a mano y déjela secar en posición horizontal. Antes que la prenda este totalmente seca, estírela un poco para que retome su forma y cepille las fibras de lana, si es necesario. El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.
Garantía	Este producto tienen una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del manual de instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922