



Nombre del Producto INMOVILIZADOR DE MUÑECA

Código HM-116

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de muñeca ambidiestra larga, fabricado en elástico afelpado libre de látex, con férula de aluminio removible y ajustable con cierre de contacto.

Contiene Látex No

Indicación Lesiones de la muñeca crónicas, post-traumáticas o en el post-operatorio.
 Parálisis del nervio radial, mediano y ulnar
 Tratamiento conservador de tendinitis y tenosinovitis
 Artrosis y artritis reumatoide
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla XS-S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Muñeca	10 – 12 cm.	12 – 14 cm.	14 – 17 cm.	17 – 19 cm.	19 cm. O más

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
 Felpa y Cierre de
 Contacto: 100% Nylon
 Férula: 100% Aluminio

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Extra Small	7801001006847
	Small	7801001000227
	Medium	7801001000234
	Large	7801001000241
	Extra Large	7801001000258

Envasado Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantenión de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14