



Nombre del Producto **TOBILLERA INMOVILIZADORA BLUNDING UNIVERSAL**

Código **MI-131UN**

Marca **Blunding**

Fabricante **Blunding**

Descripción La tobillera inmovilizadora Blunding Universal, es una ortesis compuesta de dos ferulas rígidas laterales, recubiertas de almohadillas que aseguran una buena distribución de la presión y protegen el tobillo de los movimientos de rotación internos (pronación) y externos (supinación).

Indicaciones Pacientes que requieren estabilizar el tobillo, limitando su pronación ó supinación.
Post lesión, grado 2 o 3, de ligamentos en la articulación del tobillo superior.
Post esguinces.
Para inestabilidades crónicas del tobillo.

Más información



Contiene Látex No

Componentes	1 UN Tobillera inmovilizadora 1 UN Envase con Instrucciones de Uso en español
Beneficios	Férulas laterales 100% regulables, mediante un sistema de fijación sencillo y funcional. Almohadilla que protege y se adapta al tobillo, repartiendo uniformemente la presión. Huinchas en tela resistente que se desplazan y ajustan individualmente creando diferentes niveles de compresión. Limita los movimientos laterales del pie. Comprime y conserva el calor. Producto de fácil colocación, retiro y recolocación. Ajuste cómodo en la mayoría de los zapatos. Producto permite ajustes rápidos y seguros en pies y tobillos. Producto liviano y respetuoso con la piel.

Tabla de medidas 	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta. La medición del empeine (cB) determina la talla que se debe seleccionar. La selección de la talla se confirma con la talla del zapato del paciente.	
Talla	Unica	
Contorno o Circunferencia en CM	16- 27	
Nº de Calzado	35-44	
Composición	Poliuretano, Poliéster	
Peso del producto (g)	200	
Alto / Ancho / Largo envase (cm)	26,2 x 12 x 8	
Color	Gris, blanco	

Código de barra

SKU	Color / Talla	Código de Barra
MI-131UN	Gris/ Unica	7801001016075

Mantenición de Producto

Limpie las partes plasticas con ayuda de un paño humedecido.

Pase sobre los velcros un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de lavar, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe la prenda.

No lavar con lejía

No lo seque en la secadora.

Si el producto no está bien enjuagado y escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

Para el secado del producto, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjelo secar a temperatura ambiente.

No tienda ni planche las partes textiles y no lo exponga el producto a fuentes de calor directas como estufas, secadoras, exposición directa al sol, etc.

No utilizar limpieza química/lavado en seco

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa

Al menos una vez cada semana:

Revisar la integridad de las partes y piezas del producto (velcros, costuras).

Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos.

Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes.

Garantía

Cambio de tallas sin costo. Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este producto debe colocarlo y ajustarlo, preferiblemente, un profesional sanitario. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922