



Nombre del Producto RODILLERA ESTABILIZADORA SPORT

Código MI-62N

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de rodilla tubular con orificio rotuliano, confeccionada en neopreno respirable más estabilizadores laterales flexibles en aluminio y ajuste superior e inferior con cierre de contacto.

Indicación En inestabilidades moderadas de la articulación
 Después de lesiones de ligamentos o cirugía reparadora.
 Para protección de los largos periodos del tratamiento de rehabilitación.
 Actividades deportivas con requerimientos máximos sobre la rodilla.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Contorno de Rodilla	31 cm. O menos	31 – 37 cm.	37 – 42 cm.	42 cm. O más

Composición Neopreno Respirable 82% de SP Poliéster / 18% 75D Poliéster
 Cara Interna:
 Neopreno Respirable
 Cara Externa: 100% Nylon
 Cierre de contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001001590
Medium	7801001001606
Large	7801001001613
Extra Large	7801001001620

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 20 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
 Lavar con los cierres de contacto adheridos al elástico para evitar la acumulación de pelusas
 No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001:2015 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14