

CORSET DE HIPEREXTENSION JEWETT

Este corset ortopédico está diseñado para inmovilizar y estabilizar la columna vertebral en el plano sagital, limitando la flexión, extensión y rotación. Su estructura liviana de aluminio genera hiperextensión de la columna, proporcionando soporte y alivio en casos de fracturas, colapso vertebral y recuperación postquirúrgica.

Indicaciones Fracturas vertebrales estables por compresión en la columna dorsal baja y lumbar. Inmovilización postquirúrgica a medio plazo tras cirugía de disco intervertebral. Estabilización axial en colapso vertebral osteoporótico en columna lumbar y dorsal. Uso ortopédico permanente en pacientes con tumores o metástasis inoperables en la columna.

Uso bajo prescripción médica y supervisión profesional. **Beneficios** Inmovilización efectiva de la columna sin restringir por completo la movilidad. Estructura liviana de aluminio, brindando comodidad y facilidad de uso.

Soporte con almohadillas, mejorando la distribución de presión y evitando lesiones en la piel. Diseño ergonómico ajustable, permitiendo una adaptación personalizada. Control de movimientos en el plano sagital, evitando flexión y extensión excesiva.

Composición Estructura de aluminio liviano, resistente y duradero. Almohadillas acolchonadas para soporte y comodidad. Sistema de ajuste personalizado para una mejor adaptación al paciente .

Recomendaciones de Uso Instalación y ajuste por un profesional certificado para garantizar un uso correcto. No modificar la estructura del corset, ya que podría comprometer su eficacia. Asegurar un ajuste adecuado, sin que genere incomodidad o restricción excesiva. Usar sobre una prenda delgada para evitar irritaciones en la piel. Realizar controles médicos periódicos para evaluar la evolución del tratamiento.

TALLAS S-M-L-XL



